Analyse de génome bactérien : procédures et outils bio-informatiques

Jean-Guillaume E-R Laboratoire de Steve Charette






Objectifs de cette présentation

1) Présenter une procédure d'analyse

2) Présentation de différents outils bio-informatiques

De l'infection, jusqu'à l'écran



Technologies de séquençage

Company	Instrument	Average reads length (bp)	Output (Gb)
Roche	454 GS FLX+	700	0,7
Illumina	MiSeq	2 x 300	15
Illumina	HiSeq	2 x 125	1000
Life Technologies	Ion Proton	200	10
Life Technologies	Ion PGM	200-400	0,3-2ª
Pacific Biosciences	PacBio RS II ^c	14 000 ^d	0,5-1

Résultats de séquençage

- > Dans un fichier en Format.fastq
 - Nom de la lecture (reads) et de son descriptif
 - 2) Séquence de la lecture en pb
 - 3) Répétition du nom de la lecture et de son descriptif
 - 4) Score de qualité en code ASCII


Exemple d'un fichier.fastq:

- 1) @SRR001666.1 071112_SLXA-EAS1_s_7:5:1:817:345 length=36
 2) GGGTGATGGCCGCTGCCGATGGCGTCAAATCCCACC
- 3 +SRR001666.1 071112_SLXA-EAS1_s_7:5:1:817:345 length=36

Traitement des données


- > Important d'effectuer une filtration des lectures pour:
 - 1) Enlever les séquences adaptatrices ajoutées pour le séquençage
 - 2) Les lectures de mauvaises qualités
- > Trimmomatic: logiciel de filtration
- > Programmes d'assemblage de novo :
 - Ray, A5 pipeline, Newbler, CLC Genomics Workbench
- > Con पिद्धं पंची । विषय विश्व विश्व कि कि प्राप्त कि

Assemblage de novo des reads



Bris de contigage


Causés par les éléments répétés dans les génomes




Analyses des résultats d'assemblage

- Connaitre la souche bactérienne de référence
 - Même espèce, même environnement
- > Fichier multi-fasta contenant tous les contigs

Utilisation de serveur web **CONTIGUATO**




http://contiguator.sourceforge.net/




Alignement CONTIGuator

Chromosome de la référence (souche A449)




Output de CONTIGuator

- > Représentation de l'alignement en format.pdf
- > Fichiers nécessaire pour visualiser l'alignement dans ACT
 - PseudoContigs.CRUNCH



PseudoContigs.FSA


Synonyme: PseudoChromosome.FSA



ACT




> Logiciel interactif pour visualiser un alignement



Analyses des contigs unmapped


- > Vérification de la nature des contigs unmapped
 - Peuvent être des plasmides, des phages, etc
- > BLASTn des contigs *unmapped* sur le serveur du NCBI



http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

Analyse du Pseudo Chromosome


Pseudo Chromosome de JF3224 généré par CONTIGuator




- Web serveur d'annotation de génome bactérien
- ➤ Identifie les ARNt, les ARNr et les séquences codantes (CDS)
 - tRNAscan-SE, search_for_rnas, Glimmer 3
- > Annotation des CDS d'après les bases de données
 - FIGfams
- Propose plusieurs formats de Output (multi-fasta, GenBank, Excel, etc)



Détermine les sous-systèmes



Visualisation de l'annotation du Pseudo Chromosome de JF3224



Island Viewer | An integrated interface for computational identification and visualization of genomic islands

BROWSE

ABOUT

GENOME UPLOAD

DOWNLOAD


RESOURCES

CONTACT US

FAQ

ACKNOWLEDGEMENTS

> Détermination de transfert horizontale




Legend (Help)

- Integrated
- IslandPick
- SIGI-HMM



> Web serveur permettant l'identifier de prophages




Limites de l'annotation RAST

> Limité par les connaissances du moment présent


> Bases de données sont en constante évolution

Annotation d'une séquence inconnue




➤ Extraction seulement de l'insertion inconnue à partir de l'alignement dans le logiciel interactif ACT

Contre-vérification de l'annotation



Résumé du Pipeline d'analyse





Des Questions



